

STOMAFIT™

STOMA STOPPER

Single-use device
Does not contain LATEX or DEHP or BPA.
Store dry and protected from light.

Manufacturer :
HOIST MEDICAL
23 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille France
Tel : + 33 (0) 4 91 76 73 29
hoist-medical.com



Indications.

The STOMAFIT™ Stoma Stopper is intended for pediatric and adult patients to prevent stoma closure and maintain its integrity if the stoma device has been moved accidentally or between device changes. A stoma closes after only one to two hours. It is therefore essential to maintain the patency of the stoma and avoid further invasive procedures to dilate or create a new stoma, so that the integrity of the stoma is maintained.

Precautions and warnings

- Do not use if package has been opened or damaged.
- Check the expiry date and do not use after this date.
- To be used only with well-established stoma.
- Device to be destroyed after use according to the facility's biological waste management protocol.
- For home use, health care workers will take care of waste management. Do not dispose of the device in household waste.

Description

The STOMAFIT is a stoma stopper made from Polyurethane.

The STOMAFIT is available in several French Sizes (08Fr to 20Fr) and several lengths (15 mm, 30 mm, 60 mm and 100 mm) to accommodate all stoma sizes.

STOMAFIT discs are color coded according to the French size as below:

French Size	Color Code
08 Fr	Blue
10 Fr	Black
12 Fr	White
14 Fr	Green
16 Fr	Orange
18 Fr	Red
20 Fr	Yellow



Instructions for use

- Wash your hands before handling the device and its components and follow the hygiene rules established by the facility.
- Select the adequate French Size and Length of the Stopper according to the removed or dislodged device
- Gently insert the Stopper into the stoma, if needed lightly lubricate the stopper extremity
- Cover the Stopper with the accompanying dressing



STOMAFIT™

STOMA STOPPER

Dispositif à usage unique
Ne contient pas de LATEX, DEHP ou BPA.
A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

Fabriquant :
HOIST MEDICAL
23 Quai de Rive Neuve
13007 Marseille France
Tel : + 33 (0) 4 91 76 73 29
www.hoist-medical.com
CE



Indications

Le STOMAFIT™ Stoma Stopper est destiné aux patients pédiatriques et adultes pour prévenir la fermeture de la stomie et maintenir son intégrité si le dispositif de stomie a été déplacé accidentellement ou entre les changements de dispositif. Une stomie se referme après seulement une à deux heures. Il est donc essentiel de maintenir la perméabilité de la stomie et d'éviter d'autres procédures invasives pour dilater ou créer une nouvelle stomie, afin que l'intégrité de la stomie soit conservée.

Précautions et avertissements

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- Vérifier la date de péremption et ne pas utiliser si périmé.
- A utiliser sur une stomie bien établie.
- Dispositif à détruire après utilisation selon le protocole de gestion des déchets biologiques de l'établissement.
- Pour un usage domestique, les professionnels de la santé s'occuperont de la gestion des déchets. Ne jetez pas le dispositif avec les déchets ménagers.

Description

Le STOMAFIT™ est un bouchon de stomie en polyuréthane.

Le STOMAFIT™ est disponible en plusieurs charrières (08Fr à 20Fr) et en plusieurs longueurs (15 mm, 30 mm, 60 mm et 100 mm) pour s'adapter à toutes les tailles de stomie.

Les disques STOMAFIT™ sont codés par couleur selon la charrière comme ci-dessous:

Charrière	Code Couleur
08 Fr	Bleu
10 Fr	Noir
12 Fr	Blanc
14 Fr	Vert
16 Fr	Orange
18 Fr	Rouge
20 Fr	Jaune



Instructions d'utilisation

- Lavez les mains avant de manipuler le dispositif et ses composants, et respectez les règles d'hygiène de l'établissement.
- Sélectionnez la charrière et la longueur appropriées du bouchon de stomie STOMAFIT™ selon dispositif retiré ou déplacé
- Insérez doucement le bouchon de stomie STOMAFIT™ dans la stomie, si nécessaire, lubrifiez le bout de la tige avec un lubrifiant à base d'eau.
- Couvrez le bouchon de stomie STOMAFIT™ avec le pansement fourni.